



尚偉股份有限公司獨家代理

JASCO公司自1961年起研發CD光譜儀，至今已有60年歷史；
產品行銷全世界，國內各大學術研究機構均採用進行應用。

蛋白質藥物分析最佳利器
J-1000系列全面促銷中!

自動高通量圓二色光譜儀 Circular Dichroism Spectropolarimeters



基本款 J-1100

波長範圍180–600 nm，適合工業界常規
CD測量的客戶，作為例行QA/QC 和學術界教學應用。



高性能款 J-1700

波長範圍163–950 nm，使用上具靈活性，
搭配不同的測量技術提升系統效能，
用於多種測量。配合各種採樣附件結合使用時，
最多可以同時測量四種模式，
其標準測量模式有 CD、LD 和吸光度。



高階款 J-1500

高階款，符合更高的近紅外CD量測應用，
除了增強的遠紫外光能力之外，在近紅外
光譜區域探測分子手性活性，可獲得波長
高達2,500 nm的數據。

精密準確的光學系統

多項專利設計光學系統，
技術領先市場其他競爭對手。

檢測性能優越

迷光率最低，測量範圍最廣，
解析度最高，掃描速度最快

多樣性的測量附件

各類測量附件，包含控溫槽座、
快速動力學測量、自動滴定器等裝置
ORD測量、FD CD測量、
螢光測量、高磁場測量、



圓二色光譜儀量測附件

完整量測附件，滿足各類應用，提供完善解決方案

控溫槽座



PTC-517

高磁場測量



PM-491

螢光測量



FDT-538

ORD測量



ORDM-520

自動滴定器




ORDM-520

Spectra Manager BeStSel 分析統計軟體

功能強大，讓複雜數據變簡單，提供準確即時判別結果。

業界首創，唯一提供！



高階結構相似性評估軟體-qHOS

根據蛋白質結構的正交特徵評估其相似性，為結構生物資訊學和蛋白質結構分析中的一個實用工具。

